

'Het kolomsysteem kan zowel voor enkelzijdige leerlingentafels als voor dubbelzijdige eilandtafels gebruikt worden'



zuurkasten

Daar waar gassen, dampen, aerosol of stof in gevaarlijke mengsels of concentraties kunnen optreden door werkzaamheden, moet de gezondheid van de leerling en laborant gewaarborgd worden.

Om dit te waarborgen heeft Vinitex een compleet nieuw Always Safe zuurkasten programma ontwikkeld. De nieuwe serie is een innovatief antwoord op alle eisen en

wensen van de gebruiker. Door gebruik te maken van de vak kennis van de medewerkers, de nieuwste technieken en een optisch aansprekend design, mag de nieuwe A.S. serie gezien worden als een hoogwaardig kwalitatief Vinitex product.

De kwaliteit onderscheidt zich o.a. door het 'harmonica' schuifraam met een ophanging van Kevlar transportband. Uiteraard is de luchtcontrole unit standaard ingebouwd.



maatwerk

Of het nu gaat om een nieuw science laboratorium of om een apart vaklokaal voor natuurkunde, scheikunde of biologie, of een flexibele indeling van een combinatie theorie/practicumlokaal, wanneer de persoonlijke wensen en ruimteafmetingen bekend zijn, denkt de projectleider flexibel mee. Op korte termijn is een gedetailleerd, functioneel ontwerp met een gespecificeerde prijsopgave klaar. VOS/Vinitex levert geen standaard meubilair. In elke situatie, nieuwbouw of verbouwing, wordt maatwerk geleverd en worden de wensen aangepast aan de beschikbare ruimte en financiële bereikbaarheid.

attractief design

Bij VOS/Vinitex zijn de styliste en industriële ontwerper voortdurend op zoek naar innovatief en functioneel, attractief en ergonomisch design. Zo is door intensieve samenwerking één uniek onderstel voor diverse practicumtafels ontwikkeld:

het 'NEWMAN' kolomsysteem. In de visie van VOS/Vinitex is een stevig fundament de basis voor degelijk werk!

Het solide kolomsysteem is opgebouwd uit een rechthoekig stalen frame. De poot wordt zodanig gesitueerd, dat onder het werkblad een optimale vrije ruimte voor de leerling wordt gecreëerd. Dit geeft een 'zwevende' werkbladconstructie. Zo ontstaat een grote vrije ruimte onder het practicumbestendige werkblad, waardoor de vloer goed te reinigen is en de (zit) werkplekken ruimer en flexibeler worden.

Het kolomsysteem kan zowel voor enkelzijdige leerlingentafels als voor dubbelzijdige eilandtafels gebruikt worden. Het stalen frame krijgt als afwerking een poedercoating, waarbij de keuze gemaakt kan worden uit alle RAL kleuren.

veiligheid

In een practicumlokaal wordt vaak gewerkt met gevaarlijke chemicaliën, instrumenten of gereedschappen. Ook worden er

vele experimenten en proeven uitgevoerd. Naast het dragen van beschermende kleding, een veiligheidsbril of beschermende handschoenen is het van groot belang dat de energievoorzieningen veilig zijn gemonteerd en er een goede ventilatie is. Veiligheidskasten en zuur/logen kasten dienen continu afgezogen te worden. Ze functioneren goed wanneer een afzuiginstallatie met de juiste capaciteit wordt toegepast. Ook kan een demonstratietafel van een oogdouche worden voorzien en uitgevoerd worden met een geïntegreerd, uitschuifbaar veiligheidsscherm, een veiligheidsset voor gas en elektra en een noodstop. De adviseurs van VOS/Vinitex beschikken over actuele kennis met betrekking tot regelgeving en Arbo eisen. Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk, rekeninghoudend met de veiligheidsnormen en kwaliteitseisen.


assortiment

De inrichting van het ene practicumlokaal kan totaal ver-

schillen van het andere. Gaat de voorkeur uit naar een 'frontale' opstelling, een opstelling voor groepswork, flexibele zit- of stahoogte, een combinatie van vakken, of een combinatie van practicum met theorie mogelijkheid? Practicumtafels voor individueel werken of groepswork, voor vaste of flexibele opstelling, demotafels, spoeltafels? Werkbladen die vochtbestendig, kras- en slijtvast zijn en bestand tegen corrosie, zuren, logen, zouten, oplosmiddelen en andere chemische en fysische aantasting? Aan- en afvoerleidingen in zuiltjes of plafondsysteem? Standaard zuurkasten, doorgeef-zuurkasten of tafelzuurkasten? Bij VOS/Vinitex is alles mogelijk, bespreekbaar en leverbaar!

In de showroom in Sint Oedenrode kunt u het complete assortiment bekijken en beoordelen op kwaliteit en functionaliteit. Uiteraard is een uitgebreide referentielijst op verzoek beschikbaar.«

geavanceerde inrichting van bètalokalen en technasiumwerkplaatsen



Bij de inrichting van een practicumlokaal of BINAS ruimte is een gedegen voorbereiding vereist. Het moet immers voldoen aan de specifieke wensen van de vakgroep en moet optimaal passen binnen de beschikbare ruimte. VOS/Vinitex uit Zaltbommel heeft een jarenlange ervaring en ruime expertise met het leveren en toepassen van hoogwaardige BINAS producten en BINAS meubilair. Maar ook de productie en montage van het laboratorium meubilair wordt in eigen beheer gedaan. Elk practicumlokaal is anders, elke school heeft specifieke wensen binnen een bepaald budget. Bij VOS/Vinitex staat gericht advies en maatwerk hoog in het vaandel.



VOS/Vinitex, het ideale samenwerkingsconcept

VOS Instrumenten heeft een ruime ervaring met levering en toepassing van de producten die bij de BINAS practica worden gebruikt. Vinitex is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in productie en montage van laboratorium meubilair voor onderwijs, gezondheidszorg, industrie en research. Door de expertise van beide bedrijven samen te voegen is een ideaal samenwerkingsconcept ontstaan. Bij VOS/Vinitex is alles onder één dak aanwezig. De ontwikkeling en productie vindt plaats in het eigen Nederlandse bedrijf, waardoor specifieke wensen van de klant vertaald kunnen worden naar functionele en flexibele oplossingen. Bovendien weten de vakbekwame medewerkers van VOS/Vinitex uit ervaring hoe het practicum meubilair wordt gebruikt, of het nu gaat om een nieuw science laboratorium of om een apart vaklokaal voor natuurkunde, scheikunde of biologie.

praktische en moderne werkplek

VOS/Vinitex stelt zich ten doel om, samen met de opdrachtgever, tot een praktische en moderne practicum werkplek te

komen, waarbij veiligheid, ergonomie en design samenkomen. De communicatielijnen zijn kort en duidelijk. Per project is er één projectleider die coördineert en overlegt met de opdrachtgever en met andere toeleveranciers, zoals aannemer en installateur. De voortgang van het project is zo gegarandeerd. Van concept tot installatie, biedt VOS/Vinitex een turnkey oplossing voor de inrichting van BINAS lokalen. Er wordt, na een uitgebreide inventarisatie, op basis van de wensen en de beschikbare ruimte een inrichtingsconcept ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de technische als de economische mogelijkheden. Daarna wordt het concept verder uitgewerkt waarbij de gehele inrichting getekend wordt en voorzien van de benodigde informatie voor derden (opvoerpunten elektra, gas, water etcetera). Vakkundige monteurs voeren de montage uit en het is ook mogelijk om practicum ruimten geheel gebruiksklaar op te leveren. De installatie als afzuigsystemen kunnen geheel door VOS/Vinitex worden verzorgd. VOS/Vinitex biedt naast een goede service en garantie ook de mogelijkheid om voor controle en onderhoud van (zuur)kasten zorg te dragen.

VOS
Vinitex

VOS instrumenten bv
Schimminck 10
5301 KR Zaltbommel
Postbus 2090
5300 CB Zaltbommel
t +31 (0)418-575080
f +31 (0)418-684900
info@vosinstrumenten.nl
www.vosinstrumenten.nl

productie en showroom
Vinitex
Industieweg 21-23
5492 NS St Oedenrode
t +31 (0)413-491900
f +31 (0)413-491959
info@vinitex.nl
www.vinitex.nl