



DC voltmeter

VOS-60004



Beschrijving:

Stabiele meter, eenvoudig in gebruik. Voorzien van 4 veiligheidscontacten. Bijzonder geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Bereik: van 0 tot 300 mV, van 0 tot 3 V en van 0 tot 30 V.

Gebruiksaanwijzing:

Plug de zwarte kabel in het zwarte veiligheidscontact (-). Sluit deze kabel aan op de negatieve pool van de bron. Plug de rode kabel in de voor het bereik bedoelde rode contact (300 mV, 3 V of 30 V). Sluit deze kabel aan op de positieve pool van de bron. De meter heeft geen aan/uit schakelaar en is dus direct klaar voor gebruik.

Specificaties:

Contacten:	Veiligheidscontacten(4X)
Ingangen:	Negatief (zwart) 0 ~ 300 mV (rood) 0 ~ 3 V (rood) 0 ~ 30 V (rood)
Bereik:	0 ~ 30 V
Afmetingen:	97 x 130 x 95 (B x D x H)