

## ACTIEF IN TIJDEN VAN CORONA

In verband met de mogelijkheid van coronabesmetting worden nu strenge eisen gesteld aan de hygiëne, zoals regelmatig wassen en ontsmetten van handen. Hierbij het recept voor een effectief werkende handgel die u op eenvoudige wijze zelf kunt maken.

### Benodigheden:

- 750ml 2-propanol (isopropanol)
- 15ml glycerine
- 200ml gedestilleerd water
- maximaal 5ml citroenolie
- 2L PP wijdmondflles met deksel of 2L laboratoriumflles
- Voorraadfllesjes

### Bereiding:

Vul de 2 liter fles met 750ml 2-propanol. Voeg de 15ml glycerine toe en meng de vloeistoffen in de gesloten fles. Voeg 200ml water toe en schud verder. Als laatste roert u de citroenolie erdoor.

Daarna kunt u de gel verdelen over de fllesjes.

En als u de gemaakte gel te veel vindt, let natuurlijk niets u om de hoeveelheden te halveren.

Laat dit een kleine bijdrage zijn tegen de verspreiding van het coronavirus.

Jeroen Levij

VOS instrumenten

