

Mijn brochure



PG 8504 [AD]

Laboratoriumreinigingsautomaat voor gebruik in laboratorium. Met demiwatersaansluiting.



- Capaciteit/proces bijv. 64 smalle laboratoriumglazen met injector
- Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental
- Proceschemie eenvoudig doseren: module poederwasmiddel in deur
- Met aansluiting voor demiwater - laatste spoeling met demiwater

EAN: : 4002515557235 / Artikelnummer: : 62850401NL / Materiaalnummer: : 10085320

Model en uitvoering	
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Elektrische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor laboratoria	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals per proces (aantal)	64
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Kortste programmaduur in min.	28
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Volume spoelruimte in l	145
Levensduur in bedrijfsuren	15.000
Besturing	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch-on-metal
Direct keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's (aantal)	7
Vrije programmeerplaatsen (aantal)	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programmauitvalbeveiliging	•
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	400
Frequentie in Hz	50
Verwarmingsvermogen in kW	8,5
Totale aansluitwaarde in kW	9,2
Zekering in A	16
Lengte aansluitkabels in m	1,80
Mogelijke spanningen	
Aansluiting op aantal fasen	3 1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	400 230
Elektrische verwarming in kW	8,5 2,5
Totale aansluitwaarde in kW	9,2 3,2
Zekering in A	16

PG 8504 [AD]

Laboratoriumreinigingsautomaat voor gebruik in laboratorium. Met demiwatersaansluiting.



Water aan- en afvoer	
Koud water (aantal)	1
Gedestilleerd water (aantal)	1
Vereiste stromingsdruk in kPa	200-1.000
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,700
Afvoerpomp (DN)	22
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	600
Buitenmaat, diepte in mm	600
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Nettogewicht in kg	72
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/uur	1,10
Programma's	
Kort	•
Gemiddeld	•
Lang	•
Uitvoering	
1 doseerapparaat/deur voor naglans	•
1 doseerapparaat/deur voor poedervormig reinigingsmiddel	•
Multicomponent-filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld belaadstelsel	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface Service Professional	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule	•