

Werkplekinstructiekaart

VOS instrumenten

Ammoniumchloride - chemiekaart

Datum gevalideerd: 1-1-2021

Voor aanwijzingen over verdere behandeling zo nodig het NVIC (+31(0)30-274 88 88) of het Belgisch Antigifcentrum (+32(0)70-245.245) bellen.



Ammoniumchloride - chemiekaart

Productcode	C-0840	Verschijningsvorm	Vast
Productvariant	Toxic basiskaart	Leverancier	Waterbezwaarlijkheden
Leverancier	Chemiekaarten® Prinses Beatrixlaan 116 2595AL Den Haag NL	Niet door leverancier aangeleverd	

Classificatie

Hoe dit product geclassificeerd is volgens de wet.

H302: Acute toxiciteit Oraal, Categorie 4

H319: Oogirritatie, Categorie 2

Vervoer

Hoe vervoert u dit product?

UN nummer	ADR klasse
nvt	
Verpakkingsgroep	
Niet door leverancier aangeleverd	Niet door leverancier aangeleverd
Classificatiecode	
Niet door leverancier aangeleverd	

Arbo en Milieu

Algemene gegevens waarvan u op de hoogte moet zijn omtrent het gebruik van dit product.

Algemeen risico	Milieu-effecten
Niet door leverancier aangeleverd	Niet door leverancier aangeleverd
Langetermijnrisico	Aquatische gegevens
Van invloed op: de bloeddruk (daling), het bloed (afbraak/hemolyse), het zenuwstelsel.	Vergiftig voor in het water levende organismen. Voorkom uitstroom/lozing in het riool, oppervlaktewater of grondwater.
Overige grenswaarden	Grenswaarden milieu
DNEL Langdurig - systemische effecten, inhalatie : 34 Mg/l DNEL Langdurig - systemische effecten, dermaal : 190 Mg/l	PNEC zoet water : 1,2 Mg/l PNEC zeewater : 11,2 Mg/l PNEC intermitterende emissie : 1,2 Mg/l
Interventiewaarden	
Niet door leverancier aangeleverd	

Samenstelling

Uit welke componenten bestaat dit product?

CAS	Naam	Concentratie (%)
12125-02-9	ammonium chloride	100 - 100

Fysisch/Chemisch

Fysische en chemische informatie over dit product

Stoffigheid	Niet van toepassing / Onbekend	Dampspanning (kPa)	0,130
Kookpunt (C°)	nvt	Relatieve dampdichtheid	Niet door leverancier aangeleverd
Smeltpunt (C°)	nvt	Explosiegrens (vol% in lucht)	Niet door leverancier aangeleverd Niet door leverancier aangeleverd
Vlampunt (C°)	Niet door leverancier aangeleverd	Oplosbaarheid in water (g/100)	37
Zelfontbranding (C°)	Niet door leverancier aangeleverd	pH waarde	Niet door leverancier aangeleverd
Relatieve dichtheid	Niet door leverancier aangeleverd		



Informatie omtrent risico, preventie en EHBO / BHV.

Risico	Preventie	EHBO/BHV
Niet brandbaar. Ontledings- of verbrandingsproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.	<i>Niet door leverancier aangeleverd</i>	Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

Inademing

Informatie omtrent risico, preventie en EHBO / BHV.

Risico	Preventie	EHBO/BHV
De stof is irriterend. Symptomen: ademstilstand, collaps, diarree, hoesten, krampen, verandering in bloeddruk.	Vermijd inademing van: damp/nevel, gas, stof. Minimaal goede ruimteventilatie. Lokale afzuiging toepassen. Gasmasker filtertype ABEKP2. Stof/aerosolmasker P1. Stof/aerosolmasker P2.	Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. Onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Huid

Informatie omtrent risico, preventie en EHBO / BHV.

Risico	Preventie	EHBO/BHV
De stof is irriterend. Symptomen: roodheid.	Contact met de huid voorkomen. Gebruik: butylrubber handschoenen, nitrilrubber handschoenen (NBR), polyvinylchloride handschoenen (PVC). De handschoenen bij de eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk vervangen. Besmeurde handschoenen verwisselen en vakkundig verwijderen. Draag chemicalienbestendige kleding. Draag volledig beschermend pak.	Verontreinigde kleding (en schoenen) zo spoedig mogelijk verwijderen. Verwijder materiaal zo snel mogelijk van de huid met een schone droge doek. Huid wassen met veel water en zeep. Goed naspoelen met water. Onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Ogen

Informatie omtrent risico, preventie en EHBO / BHV.

Risico	Preventie	EHBO/BHV
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Symptomen: pijn, roodheid.	Contact met de ogen voorkomen. Nauwsluitende veiligheidsbril (met zijkapjes). Oogbescherming in combinatie met adembescherming. Stofbril.	Langdurig (ca. 15 min) spoelen met veel water, oogleden goed open houden. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Inslikken

Informatie omtrent risico, preventie en EHBO / BHV.

Risico	Preventie	EHBO/BHV
Schadelijk bij inslikken. De stof is irriterend. Symptomen: ademstilstand, braken, collaps, diarree, misselijkheid, krampen, verandering in bloeddruk.	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.	Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, mond laten spoelen met water (uitspugen!). Onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Pictogrammen

Gevaarspictogrammen die betrekking hebben op dit product



NFPA 704 Gevarendiamant

Ontvlambaarheid/explosiviteit, gezondheid, stabiliteit/reactiviteit en bijzondere aanduidingen

Voor dit product is nog geen NFPA diamant aangemaakt.

Gevaar en voorzorg

Gevaarszinnen voor dit product

- H302:**Schadelijk bij inslikken
- H319:**Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- P301+P312:**NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P305+P351+P338:**BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P330:**De mond spoelen.

Opslag

Veilige opslag van dit product

Vermijd contact met: oxidatiemiddelen, sterke basen/alkaliën, sterke zuren, koper, zilver zouten, koperverbindingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Opslag product: Verpakking goed gesloten houden, indien niet gebruikt. droog, in goed geventileerde ruimte, koel. Product beschermen tegen: vocht. Vermijd vorming van stof/aerosol en het verspreiden daarvan. Opslag: uitsluitend in originele verpakking.

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bij het gebruik van dit product

Zorg voor de juiste persoonlijke bescherming, aangepast aan uw werkzaamheden. Vóór elke werkonderbreking en aan het einde van de werktijd goed handen wassen.

Milieumaatregelen

Milieumaatregelen voor dit product

Bij vrijkomen van het product: draag rubberlaarzen, draag geschikte veiligheidshandschoenen, draag geschikte ademhalingsbescherming, draag oog-/gelaatsbescherming, voorkom de vorming van stof/aerosolen, voorkom uitstroom/lozing in het milieu (riool, oppervlaktewater, bodem...), product voorzichtig opscheppen of opvegen in geschikte containers voor verwijdering, product verwijderen door middel van een ontploffingsvrije industriële stofzuiger. indien mogelijk lekkend vat omdraaien om ontsnappen van vloeistof te voorkomen, resten met veel water wegspoelen,



Overig

Overige informatie wat niet bij andere blokken thuishoort

Eerste hulpverlening bij een ongeval dient te worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende EHBO regels! Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket tonen). Bij bezoek aan arts of ziekenhuis altijd het veiligheidsinformatieblad meenemen. Gevaarlijke verbrandings-/ontledingsproducten: ammoniak (NH₃), stikstofoxiden (NO_x), zoutzuur(gas)/chloorwaterstof(gas), bijtende dampen/gassen, giftige dampen, gassen of deeltjes. Stabiel onder normale omstandigheden. Hygroscopisch.

Gegenereerd op: 18-5-2021
Toxic basiskaart

www.toxic.nl 