

# DC voltmeter VOS-VM-002

(Bestelnummer VOS-60004)

**3 jaar  
garantie**



## Beschrijving:

Stabiele meter, eenvoudig in gebruik.  
Voorzien van 4 veiligheidscontacten.  
Bijzonder geschikt voor onderwijs-  
doeleinden.

Bereik: van 0 tot 300 mV, van 0 tot 3 V  
en van 0 tot 30 V.

## Gebruiksaanwijzing:

Plug de zwarte kabel in het zwarte veiligheidscontact (-). Sluit deze kabel aan op de negatieve pool van de bron. Plug de rode kabel in de voor het bereik bedoelde rode contact (300 mV, 3 V of 30 V). Sluit deze kabel aan op de positieve pool van de bron. De meter heeft geen aan/uit schakelaar en is dus direct klaar voor gebruik.

## Specificaties:



Contacten:	Veiligheidscontacten(4X)
Ingangen:	Negatief (zwart) 0 ~ 300 mV (rood) 0 ~ 3 V (rood) 0 ~ 30 V (rood)
Bereik:	0 ~ 30 V
Afmetingen:	97 x 130 x 95 (B x D x H)

**VOS** instrumenten

+31 (0)418 575080  
[www.vosinstrumenten.nl](http://www.vosinstrumenten.nl)  
[info@vosinstrumenten.nl](mailto:info@vosinstrumenten.nl)