



Cellulose-Extractiehulzen voor Soxhlet-Extractie

Munktell cellulose extractiehulzen type 30 zijn ideale testreservoirs voor de Soxhlet extracties in de kwaliteitscontrole, onderzoek eh of analyse. Oplosmiddelextracties uit vaste stof en hoog viskose monsters worden zo eenvoudig en betrouwbaar uitgevoerd. De hulzen kunnen zowel in Soxhlet-extractoren als in automatische extractoren worden gebruikt. Alle Munktell-extractiehulzen zijn cilindrisch van vorm met een ronde bodem.

Munktell extractiehulzen zijn:


- van een constante hoge kwaliteit
- vervaardigd uit streng geselecteerde grondstoffen
- met nauwe toleranties

Toepassingen bij:

- bepalen van vetten in levensmiddelen en diervoeding
- schadelijke stoffen in het milieu
- ingangscntrole van plantaardige producten in de farmaindustrie
- polymerenbepaling in de kunststofindustrie

Toleranties

Binnendiameter (10 in mm)	0/-3
Hulshoogte (mm)	± 1
Wanddikte (mm)	$1,5 \pm 0,5$
Asgehalte (%)	< 0,1



Bestelinformatie cellulose extractiehulzen type 30 van Munktell

Bestelnummer	Afmetingen* diameter x hoogte	Inhoud Standaard extractor**	verpakkingseenheid
1201.009050	09 x 50 mm		25 stuks
1201.016100	16 x 100 mm		25 stuks
1201.019090	19 x 90 mm		25 stuks
1201.020080	20 x 80 mm		25 stuks
1201.022060	22 x 60 mm		25 stuks
1201.022080	22 x 80 mm ^{1.}	30 ml	25 stuks
1201.023090	23 x 90 mm		25 stuks
1201.023100	23 x 100 mm		25 stuks
1201.025055	25 x 55 mm		25 stuks
1201.025060	25 x 60 mm		25 stuks
1201.025075	25 x 75 mm		25 stuks
1201.025080	25 x 80 mm		25 stuks
1201.025100	25 x 100 mm ^{1.}	70 ml	25 stuks
1201.026060	26 x 60 mm ^{3.}		25 stuks
1201.026080	26 x 80 mm		25 stuks
1201.026095	26 x 95 mm		25 stuks
1201.026100	26 x 100 mm		25 stuks
1201.027080	27 x 80 mm		25 stuks
1201.028022	28 x 22 mm ^{4.}		25 stuks
1201.028080	28 x 80 mm		25 stuks
1201.028100	28 x 100 mm		25 stuks
1201.030080	30 x 80 mm		25 stuks
1201.030095	30 x 95 mm		25 stuks
1201.030100	30 x 100 mm		25 stuks
1201.033080	33 x 80 mm ^{2., 3.}		25 stuks
1201.033090	33 x 90 mm		25 stuks
1201.033094	33 x 94 mm ^{1.}	100 ml	25 stuks
1201.033100	33 x 100 mm		25 stuks
1201.033118	33 x 118 mm		25 stuks
1201.033130	33 x 130 mm	150 ml	25 stuks
1201.033205	33 x 205 mm	250 ml	25 stuks
1201.035150	35 x 150 mm		25 stuks
1201.037095	37 x 95 mm		25 stuks
1201.037130	37 x 130 mm		25 stuks
1201.040150	40 x 150 mm		25 stuks
1201.043123	43 x 123 mm ^{1.}		25 stuks
1201.048130	48 x 130 mm		25 stuks
1201.048200	48 x 200 mm		25 stuks
1201.048230	48 x 230 mm	500 ml	25 stuks
1201.057315	57 x 315 mm	1000 ml	25 stuks
1201.058170	58 x 170 mm		25 stuks
1201.060180	60 x 180 mm		25 stuks
1201.068250	68 x 250 mm		25 stuks

* andere afmetingen op aanvraag

** volgens DIN 12 449

1. Geschikt voor Büchi B-811

2. Geschikt voor Gerhardt Soxterm Automatic

3. Geschikt voor Foss Tecator Soxtec systemen

4. Geschikt voor Foss Soxtec 2050

VOS instrumenten b.v.

Vos instrumenten b.v.
Schimminck 10
5301 KR Zaltbommel
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

Munktell & Filtrak GmbH
Niederschlag 1, D-09471 Bärenstein,
Deutschland
Tel. +49.37347 830 | Fax +49.37347 8364
E-Mail: filtrak@munktell.com

Munktell & Filtrak GmbH
Am Bahnhof 6a, D-35088 Battenberg,
Deutschland
Tel. +49. 6452.21002-0 | Fax +49. 6452.8985
E-Mail: filtrak@munktell.com
www.munktell.com



MUNKTELL