



Comfortmodel voor een basisprijs, ook met ijkgoedkeuring [M]

Kenmerken

- Bediening stap voor stap via ja/nee-dialoog op het display
- Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
- Vrij programmeerbare weegeenheid (bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m², e.d.)
- Alleen voor modellen met weegplaatafmeting **A**: Rondlopende windbescherming standaard, Weegruimte ØxH 90x40 mm

Opties

- Beschermhoes over toetsenbord en behuizing, standaard, na te bestellen, voor modellen met weegplaatafmeting **A** **KERN PCB-A02** **B** **KERN PCB-A04** **C** **KERN PCB-A05**
- Accuvoeding intern, bedrijfsduur ca. 15 h, laadtijd ca. 10 h, **KERN KB-A01N**
- Accuvoeding extern, bedrijfsduur ca. 25 h, laadtijd ca. 10 h, **KERN KS-A01**
- **1** Standaardprinter, **KERN YKB-01N**
- Etiketprinter, **KERN YKL-01**

- **2** Statistiekprinter, **KERN YKT-01**
- **3** Statistiekprinter, **KERN YKS-01**

Technische gegevens

- LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 9 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal*): **A** Ø 81 mm **B** 130x130 mm* **C** 150x170 mm*, groot afgebeeld
- Totale afmetingen WxDxH 167x250x123 mm
- Nettogewicht ca. 1,1 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur KB-N: 10°C / 40°C KB-NM: 15°C / 30°C

STANDAARD



OPTIE



STANDAARD



OPTIE



FACTORY



alleen KB-N

alleen KB-NM

Model	Weeg- bereik [Max] g	Aflees- baarheid [d] g	Ijk- waarde [e] g	Repro- duceer- baarheid g	Liniari- teit g	Weeg- plateau		Opties			
								Ijking		DKD-kalib. certificaat	
								M II KERN		DKD KERN	
KERN											
KB 120-3N	121	0,001	-	0,001	± 0,003	A		-		963-127	
KB 200-3N	201	0,001	-	0,001	± 0,003	A		-		963-127	
KB 240-3N	241	0,001	-	0,001	± 0,003	A		-		963-127	
KB 360-3N	361	0,001	-	0,001	± 0,005	A		-		963-127	
KB 1200-2N	1210	0,01	-	0,01	± 0,03	B		-		963-127	
KB 2000-2N	2010	0,01	-	0,01	± 0,03	B		-		963-127	
KB 2400-2N	2410	0,01	-	0,01	± 0,03	B		-		963-127	
KB 3600-2N	3610	0,01	-	0,01	± 0,05	B		-		963-127	
KB 10K0.05N	10100	0,05	-	0,05	± 0,15	C		-		963-128	
KB 10000-1N	10100	0,1	-	0,1	± 0,3	C		-		963-128	
Opmerking: Voor toepassing met ijkverplichting ijking direct meebestellen; een ijking achteraf is niet mogelijk. Ijking in de fabriek, wij hebben het volledige adres van de opstelplaats nodig.											
KB 650-2NM	650	0,01	0,1	0,01	± 0,03	B		950-116		963-127	
KB 2000-2NM	2000	0,01	0,1	0,01	± 0,03	B		950-116		963-127	
KB 6500-1NM	6500	0,1	1	0,1	± 0,2	C		950-117		963-128	
KB 10000-1NM	10000	0,1	1	0,1	± 0,2	C		950-117		963-128	

KERN Pictogrammen



Interne justerautomatiek (CAL): precisie-afstelling van de weegschaal vindt plaats d.m.v. een intern motorgestuurd justeergewicht.



Justeerprogramma (CAL): voor precisie-afstelling. Een separaat justeergewicht is noodzakelijk.



Weegeenheden: d.m.v. toetsdruk omschakelbaar bijv. naar niet-metrische eenheden. Zie weegschaalmodel.



Accuvoeding: de accu is oplaadbaar.



Netadapter: in de weegschaal geïntegreerd. 230V/50Hz in NL. Op aanvraag ook in standaard GB of USA.



Netadapter: 230V/50Hz. Seriematig standaard NL, op aanvraag ook in andere uitvoeringen.



Batterijvoeding: het juiste batterijtype wordt bij het betreffende toestel aangegeven.



Telwegen: referentie aantal selecteerbaar. Indicatie is omschakelbaar van tellen naar gewicht.



Stof- en spatwaterbescherming IPxx: de IP-bescherming wordt in het pictogram aangegeven.



Gegevensinterface: het soort interface wordt in het pictogram aangegeven.



GLP/ISO-protocol van weeggegevens met vermelding van datum, tijd en ident.-nr. Alleen met printers van KERN.



Tareren: de uitlezing van een belaste weegschaal op nul zetten, bijv. lege doos nul maken.



Dierenweegprogramma: trillingen worden uitgefilterd ter vaststelling van een stabiel weegresultaat.



Edelstaal: de weegschaal is tegen corrosie beschermd.



Garantie: De garantieperiode wordt in het pictogram aangegeven.



Receptuur: receptuur en meerdere tarra's te programmeren in het weegschaalgeheugen (netto-totaal).



Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal.



Ijking mogelijk: De duur van de beschikbaarstelling van de ijking is in het pictogram aangegeven.



Percentage bepalen: alle volgende wegingen worden in procenten van het ref.-gewicht (100%) i.p.v. gram aangegeven.



Wegen binnen een tolerantieband: (Check-wegen) boven- en onderwaarde programmeerbaar, bijv. bij doseren en sorteren.



DKD-kalibratie mogelijk: De duur van de beschikbaarstelling van de DKD-kalibratie is in het pictogram aangegeven.



Pakketverzending per koeriersdienst.



Palletverzending per expeditie.

[DMS] Details over weegprincipes, zie lexicon.

KERN – Precisie is ons vakgebied

Om de hoge nauwkeurigheid van uw weegschaal te garanderen biedt KERN u het bij uw weegschaal passende testgewichtenpakket aan, bestaande uit testgewicht, etui en DKD-kalibratiecertificaat als bewijs van juistheid. De beste voorwaarde voor een correcte kalibratie van uw weegschaal.

In het uitgebreide assortiment aan KERN-testgewichten vindt u testgewichten van de internationale OIML-nauwkeurigheidsgrensklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 met gewichtswaarden van 1 mg – 2000 kg.

Het KERN DKD-kalibratielaboratorium voor elektronische weegschalen en gewichten is sinds 1994 DKD-geaccrediteerd en is hedentendage een van de modernste en best uitgeruste DKD-kalibratielaboratoria voor weegschalen, testgewichten en kracht in Europa. (DKD = Duitse Meetkundige Dienst).

Dankzij de hoge automatiseringsgraad kunnen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week DKD-kalibraties van weegschalen, testgewichten en krachtmeters uitvoeren.

Ons dienstenaanbod:

- DKD-kalibratie van weegschalen met een maximale last van 6 t
- DKD-kalibratie van gewichtstukken in het bereik van 1 mg – 500 kg
- Op databanken gebaseerd management van testmiddelen en herinneringsservice
- Kalibratie van krachtmeters
- DKD-kalibratiecertificaten in de talen D, GB, F, I, E, NL, PL

Heeft u vragen over onze weegschalen, het corresponderende testgewicht of kalibratiediensten? Onze speciaalzaken staan u graag terzijde.

Onze speciaalzaken KERN:

KERN – Professional measuring. Meettechniek en testdiensten van één partner

